

LE FROST

L'association de la Radiofréquence (RF) et de l'EMS (Électrostimulation Musculaire) est l'un des duos les plus puissants de la médecine esthétique et des soins à domicile (comme sur l'appareil Olylife ou les appareils de soin du visage).

Alors que la radiofréquence cible la peau, l'EMS cible les muscles sous-jacents, offrant une action de remodelage et de lifting global.

Deux modes d'action complémentaires

La Radiofréquence (RF) : L'architecte de la peau

Le mécanisme : Elle émet des ondes électromagnétiques à haute fréquence qui pénètrent dans le derme et chauffent les tissus de manière contrôlée (entre 38°C et 43°C).

L'effet :

Cette chaleur induit une rétraction immédiate des fibres de collagène existantes et stimule les fibroblastes pour produire du nouveau collagène et de l'élastine.

Le bénéfice :

Repulpe la peau, lisse les rides, améliore la fermeté et resserre les pores.

L'EMS : Le coach de la structure musculaire

Le mécanisme : Elle envoie des micro-courants électriques de basse fréquence directement aux nerfs moteurs.

L'effet :

Elle force les muscles à se contracter et à se relâcher passivement (à un rythme impossible à reproduire volontairement).

Le bénéfice :

Tonifie la masse musculaire sous-cutanée, redessine les contours (comme l'ovale du visage ou la silhouette) et draine les toxines par effet de pompage lymphatique.

Les Bienfaits de leur association

L'utilisation simultanée ou successive de la RF et de l'EMS offre un effet synergique supérieur : le véritable effet "Lifting sans chirurgie" :

- **Traiter la peau** : relâche sans tonifier le muscle donne des résultats limités. L'EMS recrée la "charpente" musculaire tandis que la RF retend le "tissu" (la peau) posé dessus.

- **Double action minceur & anticellulite (corps)** : Sur le corps (ventre, cuisses), la RF chauffe et aide à décomposer les cellules graisseuses superficielles. L'EMS active les muscles profonds pour brûler de l'énergie et accélérer l'évacuation de ces graisses.

- **Teint éclatant et détoxifié** : L'activation musculaire (EMS) booste la circulation sanguine périphérique, ce qui permet aux nutriments réveillés par la chaleur (RF) de mieux nourrir les cellules cutanées.

Recommandation d'utilisation Olylife

Olylife préconise d'utiliser les EMS avant pendant 10 minutes, puis la RF.
Soit de faire une séance complète de chaque au choix.

Document informatif sur les technologies RF et EMS en esthétique.