



Th z Tera-P90+

Model: P90+

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi cet instrument.

Afin de garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit, nous vous prions de lire attentivement le manuel d'utilisation avant la première utilisation.

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit facilement accessible.



1.1 Spécifications des paramètres principaux

Nom du produit : Thz Tera-90+

Modèle du produit : P90+

Alimentation électrique : 200-240 V ~ 50Hz

Puissance nominale : 240 W

Dimensions : 448x382x114(mm)


1.2 Introduction à la structure principale

Vue de dessus et de face



Télécommande

Vue de dessous



1.3 Conditions de transport et de stockage

1. Plage de température : -40 à 55 °C
2. Humidité relative : $\geq 90 \%$
3. À stocker à l'intérieur, dans un environnement exempt de gaz corrosifs et bien ventilé.

1.4 Utilisateur interdit

1. L'accès est interdit aux femmes enceintes et aux nourrissons.
2. L'accès est interdit aux personnes souffrant de troubles de la fonction pulmonaire.
3. L'accès est interdit aux patients présentant une altération de la conscience.
4. L'accès est interdit aux personnes dont la température corporelle dépasse 37 °C.
5. L'accès est interdit aux utilisateurs de dispositifs de maintien des fonctions vitales tels que les cœurs artificiels et les respirateurs artificiels.
6. L'accès est interdit aux patients en période de convalescence postopératoire ou présentant des risques de saignement (par exemple, fibromes utérins, menstruations).
7. L'accès est interdit aux personnes présentant une hypoesthésie thermique (par exemple, hernie discale entraînant une diminution de la sensibilité des membres inférieurs).
8. L'accès est interdit aux patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'autres implants métalliques.
9. L'accès est interdit aux personnes diabétiques et à celles souffrant d'ulcères du pied.
10. L'accès est interdit aux personnes souffrant de graves problèmes cardiaques, d'hypertension sévère ou de troubles graves de la fonction pulmonaire.

1.5 Fonction principal

Le Thz Tera-P90+ émet des ondes énergétiques de résonance biologique spécifiques, caractérisées par une fréquence et une forme d'onde uniques. Ces ondes sont transmises par un panneau de détection d'énergie, assurant une diffusion homogène dans le corps humain, de la plante des pieds jusqu'à l'absorption complète. Ce processus induit une rotation rapide des molécules d'eau, composées d'ions positifs et négatifs, générant ainsi une légère

hyperthermie intracellulaire. Il stimule par conséquent la circulation de la chaleur en profondeur dans l'organisme.

Le Thz Tera-P90+ révolutionne l'approche conventionnelle de la thermothérapie localisée. Grâce à ses ondes énergétiques, il assure une diffusion uniforme de la chaleur, prévenant ainsi efficacement l'inconfort lié aux températures élevées localisées.

2. Instructions d'utilisation du produit

Après ouverture de l'emballage, veuillez suivre les instructions pour une utilisation correcte.

2.1 Vérification de précaution

Avant chaque opération, l'opérateur ou l'utilisateur doit effectuer les vérifications suivantes :

1. Vérification préalable de l'alimentation

- Vérifiez l'aspect de l'appareil pour vous assurer de son bon état.
- Assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur nominale spécifiée pour cet appareil. Ne l'utilisez pas si ce n'est pas le cas.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements très humides, comme les salles de bains.

Une fois les vérifications ci-dessus effectuées, vous pouvez passer aux étapes suivantes.

2. Vérification de la mise sous tension

- Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant et allumez l'appareil. Le voyant d'alimentation s'allume.
- Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » du panneau de commande pour démarrer l'appareil.
- L'appareil ne doit présenter aucune anomalie lorsqu'il est allumé.

Veuillez effectuer ces vérifications avant de l'utiliser.

2.2 Instructions d'utilisation et de fonctionnement du produit

1. Branchez le cordon d'alimentation, allumez l'interrupteur principal ; l'appareil émet un bip. Le voyant et le bouton d'alimentation s'allument pour indiquer qu'il est prêt.

2. Appuyez une fois sur le bouton « Marche/Arrêt » ; l'écran LCD s'allume. Vous entendrez un message audio, mais l'affichage restera fixe. L'appareil démarre avec un réglage par défaut de 20 minutes et une intensité de 0 en mode veille.

3. Le voyant est allumé lorsque l'appareil est en marche et en mode veille.

4. La durée par défaut est de 20 minutes et elle ne peut pas être modifiée.

5. Utilisez les boutons d'intensité « + » et « - » pour régler l'intensité, avec un total de 20 niveaux. Pendant l'utilisation, vous pouvez choisir l'intensité qui vous convient.

6. Appuyez sur le bouton audio pour activer ou désactiver le son.



7. Lorsque le compte à rebours atteint zéro, l'appareil émet trois bips, puis s'arrête et se met en veille.

8. Lorsque l'unité principale de l'appareil est allumée, elle peut être utilisée simultanément ou indépendamment de la poignée.

9. Attention particulière :



1) **Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes d'affilée.** Le nombre de séances pour une même personne ne doit pas excéder deux par jour, avec un intervalle d'au moins 4 heures entre chaque utilisation.

2) Lors de l'utilisation de l'appareil, placez simultanément votre pied gauche sur la plaque énergétique gauche et votre pied droit sur la plaque énergétique droite. Veillez à ne pas toucher les plaques énergétiques individuellement avec vos doigts ou vos orteils.

3) Lorsque l'appareil est en marche, ne laissez pas un pied chevaucher les deux plaques énergétiques afin d'éviter tout risque d'électrocution.

4) Après la séance, reposez-vous quelques minutes avant de vous lever et de marcher.

3. Conseils et précautions d'entretien

3.1 Conseils d'entretien

1. Lors du nettoyage de l'appareil, débranchez-le toujours et utilisez un chiffon propre. N'utilisez pas de solvants corrosifs, tels que l'alcool, pour nettoyer les plaques énergétiques.

2. Si l'appareil est mouillé ou exposé à l'eau, débranchez-le immédiatement et consultez un technicien avant de le réutiliser.

3. Lors du rangement de l'appareil, protégez-le de la poussière et de l'humidité.

4. Lors du rangement de l'appareil, débranchez-le toujours.
5. Dans un environnement humide (humidité > 90 %) ou après un stockage prolongé, laissez l'appareil préchauffer pendant 3 minutes avant utilisation.
6. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, utilisez-le dans un environnement propre et hygiénique, en évitant que des substances comme la poussière et les cheveux ne pénètrent à l'intérieur.

3.2 Précautions de sécurité

1. En cas d'urgence pendant l'utilisation, comme une coupure de courant ou un dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil.
2. Pendant l'utilisation, évitez de toucher les plaques énergétiques avec vos coudes, genoux, doigts et orteils. Gardez vos deux pieds bien à plat sur les plaques. **Notez que vos jambes ne doivent pas se toucher.**
3. Gardez vos mains et vos pieds secs pendant l'utilisation de l'appareil. Des callosités épaisses sur les pieds peuvent affecter l'efficacité du traitement.
4. Si vous ressentez des sensations inhabituelles sur l'appareil ou sur votre corps, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
5. Après chaque utilisation, débranchez l'appareil rapidement. N'utilisez pas l'appareil pour vous réchauffer.
6. Ne laissez pas les enfants ou les personnes ayant des déficiences sensorielles ou cognitives utiliser l'appareil. Les personnes âgées ne doivent pas dépasser le niveau 8 d'intensité.
7. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides comme les salles de bain ou pendant le bain afin d'éviter tout dommage dû à l'eau.
8. N'utilisez pas l'appareil simultanément avec d'autres appareils d'électrothérapie, car cela pourrait entraîner des brûlures et une instabilité de l'appareil.
9. Lorsque l'appareil est en marche, évitez de toucher le panneau d'entrée d'énergie avec des objets métalliques.
10. Pour la maintenance ou les tests réguliers, limitez le fonctionnement de l'appareil à vide.

11. Commencez à utiliser l'appareil à une intensité confortable et évitez les réglages d'intensité trop élevés.

Pour les nouveaux utilisateurs, il est conseillé de commencer par une intensité plus faible.

12. Si vous remarquez de la fumée ou des odeurs inhabituelles pendant l'utilisation, débranchez l'appareil.

Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

13. Évitez d'utiliser l'appareil lorsque votre température corporelle dépasse 37 °C. Ne portez pas de chaussettes pendant l'utilisation.

14. Évitez d'utiliser l'appareil à son niveau d'intensité maximal pendant plus de 20 minutes par utilisation.

15. Pendant l'utilisation, veillez à ce que vos jambes ne se touchent pas et ne touchez aucune partie de vos jambes avec vos mains. Ne touchez pas le bord de la plaque énergétique.

16. Si vous avez récemment reçu des soins esthétiques ou en clinique susceptibles de provoquer des rougeurs et des gonflements importants et nécessitant une période de convalescence, consultez un médecin avant d'utiliser ce produit.

3.3 Protection de l'environnement

Concernant les déchets, résidus, équipements et composants en fin de vie ou nécessitant un remplacement, veuillez respecter la réglementation locale en matière de protection de l'environnement pour leur élimination.

3.4 Pannes courantes et maintenance

1. En cas d'anomalie de l'appareil, débranchez-le. Contactez le service après-vente pour inspection et réparation.

2. Veuillez suivre les consignes d'entretien du produit figurant dans ce manuel d'utilisation pour la maintenance courante. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à effectuer eux-mêmes la maintenance des pièces nécessitant des outils. Les opérations de maintenance spécifiques (telles que l'immersion dans l'eau ou le traitement de la contamination par l'huile) doivent être réalisées par des techniciens agréés par l'entreprise. L'entreprise décline toute responsabilité en cas de conséquences résultant d'un démontage non autorisé.

3.5 Service après-vente


1. Après votre achat, veuillez remplir la carte de garantie et la faire tamponner par le vendeur. Conservez précieusement la carte de garantie et le reçu d'achat.
2. Dans des conditions normales d'utilisation, en cas de problème de qualité survenant dans l'année suivant la date d'achat, la réparation ou le remplacement des composants sera effectué gratuitement. Pour tout problème survenant après un an, le coût des composants sera facturé.

3.6 Divers

En raison des mises à jour du produit, si le contenu de ces informations est modifié, nous ne pourrions malheureusement pas vous en informer individuellement. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez contacter l'entreprise ou consulter son site web.

3.7 Symboles d'utilisation

Veuillez lire attentivement les informations relatives aux symboles suivants.



4. Informations sur l'emballage

4.1 Liste des accessoires

1 unité : Une unité principale

1 unité : cordon d'alimentation

1 unité : Télécommande

1 Unité : Manuel d'utilisation (carte de garantie)

1 unité : Certificat de conformité

Veuillez prendre connaissance des conditions de garantie et des instructions d'entretien figurant sur la carte de garantie.

1. Dans des conditions normales d'utilisation, la garantie est d'un an à compter de la date d'achat et aucune réparation n'est facturée pendant la période de garantie.

2. Pour bénéficier d'une intervention gratuite pendant la période de garantie, veuillez présenter cette carte de garantie au service client.

3. Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :

A) Pannes ou dommages causés par une réparation effectuée par le client ;

B) Pannes ou dommages causés par une négligence ;

C) Pannes ou dommages causés par des catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure.

Pour toute réparation après la période de garantie ou pour toute autre question, veuillez contacter votre distributeur local ou l'entreprise.

Les reçus d'achat et les cartes de garantie sont nécessaires pour tout retour ou échange dans le cadre du service après-vente. Veuillez conserver ces documents en lieu sûr.